

”Den ergonomiskt korrekta  
arbetshöjd”



## ROPOX VARIO SKÖTBORD

### SKÖTBORD SOM TAR LITEN PLATS

Ropox Vario skötbord monteras på väggen.

Höjden kan justeras mellan 30-100 cm med handkontrollen med spiralsladd.

När skötbordet inte används kan bordsskivan fällas upp och låsas fast i ett vertikalt läge så att den tar mycket liten plats i rummet.

Att fälla upp och ner bordsskivan sker ljudlöst.

För att manövrera sidosängsräcken, tryck på avtryckaren under bordsskivan för att frigöra låsmekanismen.

Ropox Vario skötbord finns i fem modeller med och utan ett hopfällbart sidosängsräcke och madrass anpassad till skötbordet.

Madrassen har en yta som är lätt att rengöra efter användning.



**ROPOX™**

BETTER WAYS TO BETTER DAYS






- A PART OF AddLife®






# ROPOX VARIO SKÖTBORD

Höjjustering: 70 cm (30–100 cm)

Max. belastning: Testad enligt DS/ISO 17966:2016  
Användarens vikt: 200 kg

## VARIANT/MODELL

VARIO UTAN SKYDDSRÄCKE				
				
120x70 cm Artikelnr: 40-30604	140x70 cm Artikelnr: 40-30606	160x70 cm Artikelnr: 40-30608	180x70 cm Artikelnr: 40-30610	190x70 cm Artikelnr: 40-30611

VARIO MED SKYDDSRÄCKE				
				
120x70 cm Artikelnr: 40-30804	140x70 cm Artikelnr: 40-30806	160x70 cm Artikelnr: 40-30808	180x70 cm Artikelnr: 40-30810	190x70 cm Artikelnr: 40-30811

## TILLBEHÖR

Madrass för bordsskiva (tjocklek 3 cm):

Artikelnr: 40-25760 for 120 cm

Artikelnr: 40-25795 for 140 cm

Artikelnr: 40-25796 for 160 cm



Artikelnr: 40-25764 for 180 cm

Artikelnr: 40-25765 for 190 cm

Underlägg i skyddsräckets:

Artikelnr: 40-25782 for 120 cm/140 cm

Artikelnr: 40-25783 for 160 cm/180 cm/190 cm



**OBS!** Under den aktuella produkten och i bruksanvisningarna på vår webbplats hittar du mer information om mått, tekniska data, installationsgränssnitt och mycket mer.